



PHONIRO LARMHJÄLPMEDEL – Trampmatta

Säkra och trygga larmhjälpmedel ger brukaren och dess anhöriga en ovärderlig trygghet. Phoniro Systems erbjuder larmhjälpmedel som passar både eget boende och särskilt boende.

Funktionalitet

Phoniro Systems Trampmattan används när man vill bevaka en golvyta, t.ex. vid en dörröppning där dörren kan stå öppen. Trampmattan passar bra där man normalt använder rörelsevakt men där den inte kan användas på grund av den dagliga rörelsen i rummet. Trampmattan levereras med sladdanslutning med en 6,3 mm telepropp.

I KORTHET

- Användarvänlig
- Säkerhet för vårdtagare, personal och anhöriga
- Enkel installation

Art. nr.	Artikel
M100047	Trampmatta inkl. skyddsmatta
M100048	Trampmatta radio inkl. skyddsmatta